

## 10. 使用可能遠心機と最高回転数 Applicable Instruments and Max. Speed

ロータ形名 Rotors		CR26H		CR22 ~86号機 ~MFG 86		CR21 ~89号機 ~MFG 89		CR22, CR21 100号機~ MFG 100~		CR20		SCR20B		CR7B		CR7B3		CR7B4			
		最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)	最高 回転数 Max. Speed (rpm)	最大遠心 回転数 Max. R.C.F (×g)		
アングル ロータ Angle Rotor	R26A/RR26A	26,000	80,110	17,000	34,250	17,000	34,250	19,000	42,780	19,000	42,780	17,000	34,250	---	---	---	---	---	---		
	R24A/RR24A	24,000	68,900	18,000	38,760	18,000	38,760	19,000	43,190	19,000	43,190	17,000	34,570	---	---	---	---	---	---		
	R22A/RR22A	22,000	54,650	20,000	45,170	19,000	40,760	20,000	45,170	20,000	45,170	17,000	32,640	---	---	---	---	---	---		
	R22A2/RR22A2	---	---	22,000	51,200	21,000	46,600	** 22,000 21,000	51,200 46,600	20,000	42,270	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	R21A/RR21A	21,000	53,250	18,000	39,120	18,000	39,120	19,000	43,600	19,000	43,600	17,000	34,900	---	---	---	---	---	---		
	R20A/RR20A	20,000	51,900	16,000	33,200	16,000	33,200	16,000	33,200	16,000	33,200	---	---	---	---	---	---	---	---		
	R20A2	20,000	48,000	---	---	---	---	20,000	48,000	20,000	48,000	17,000	34,700	---	---	---	---	---	---		
	R19A/RR19A	19,000	45,610	16,000	32,340	16,000	32,340	18,000	40,940	18,000	40,940	16,000	32,340	---	---	---	---	---	---		
	R17A/RR17A	17,000	40,900	14,000	27,700	14,000	27,700	15,000	31,800	15,000	31,800	---	---	---	---	---	---	---	---		
	R14A3	14,000	29,100	13,000	25,100	13,000	25,100	14,000	29,100	14,000	29,100	---	---	---	---	---	---	---	---		
	R14A2	14,000	30,200	---	---	---	---	13,000	26,100	13,000	26,100	---	---	7,000	7,560	7,000	7,560	---	---		
	R14A/RR14A	14,000	30,240	12,000	22,220	12,000	22,200	14,000	30,240	14,000	30,240	12,000	22,200	7,000	7,560	7,000	7,560	---	---		
	R12A3	12,000	23,800	---	---	---	---	12,000	23,800	12,000	23,800	---	---	7,000	8,100	7,000	8,100	---	---		
	R12A2	12,000	18,800	---	---	---	---	12,000	18,800	12,000	18,800	12,000	18,800	---	---	---	---	---	---		
	R12A/RR12A	12,000	24,310	11,000	20,430	11,000	20,430	12,000	24,310	12,000	24,310	9,500	15,240	7,000	8,270	7,000	8,270	---	---		
	R10A/RR10A	10,000	18,780	9,500	16,950	9,500	16,950	10,000	18,780	10,000	18,780	8,000	12,020	7,000	9,200	7,000	9,200	---	---		
	RPR20-2	15,000	27,720	18,000	39,920	18,000	39,920	18,000	39,920	18,000	39,920	18,000	39,920	---	---	---	---	---	---		
	RPR20-3	16,000	28,910	20,000	45,170	19,000	40,760	** 20,000 19,000	45,170 40,760	19,000	40,760	20,000	45,170	---	---	---	---	---	---		
	RPR20-4	16,000	27,560	20,000	43,070	20,000	43,070	20,000	43,070	20,000	43,070	20,000	43,070	---	---	---	---	---	---		
	RPR18-3	15,000	27,170	18,000	39,120	18,000	39,120	18,000	39,120	18,000	39,120	18,000	39,120	---	---	---	---	---	---		
	RPR16	12,000	18,190	16,000	32,340	16,000	32,340	16,000	32,340	16,000	32,340	16,000	32,340	---	---	---	---	---	---		
	RPR12-2	9,000	12,500	12,000	22,220	12,000	22,220	12,000	22,220	12,000	22,220	12,000	22,220	7,000	7,560	7,000	7,560	---	---		
	RPR10-2	7,000	8,270	9,500	15,240	9,500	15,240	9,500	15,240	9,500	15,240	9,500	15,240	7,000	8,270	7,000	8,270	---	---		
RPR9-2	6,000	6,760	8,000	12,020	8,000	12,020	8,000	12,020	8,000	12,020	8,000	12,020	7,000	9,200	7,000	9,200	---	---			
パーティキュラー Vertical Rotor	R20V/RPRV20	16,000	24,500	20,000	38,300	20,000	38,300	20,000	38,300	20,000	38,300	20,000	38,300	---	---	---	---	---	---		
土壌脱水ロータ Soil Dehyd- rating Rotor	R11D/RPRD11	8,000	8,370	11,000	15,830 (PF4.2)	11,000	15,830 (PF4.2)	11,000	15,830 (PF4.2)	11,000	15,830 (PF4.2)	11,000	15,830	---	---	---	---	---	---		
スイング ロータ Swing Rotor	R15S/RPRS15	13,000	21,540	15,000	28,680	14,000	24,980	15,000	28,680	15,000	28,680	15,000	28,680	---	---	---	---	---	---		
	R10S/RPRS10	10,000	16,470	10,000	16,470	10,000	16,470	10,000	16,470	10,000	16,470	10,000	16,470	---	---	---	---	---	---		
	R7S/SRR7SA	7,000	9,420	7,000	9,420	7,000	9,420	7,000	9,420	7,000	9,420	7,000	9,420	7,000	9,420	7,000	9,420	---	---		
	R4S/RPRS4 15×8アッセンブリ	---	---	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	---	---	---	---	---	---		
	15×6アッセンブリ	---	---	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	---	---	---	---	---	---		
	10×10アッセンブリ	---	---	3,600	2,190	3,600	2,190	3,600	2,190	3,600	2,190	3,600	2,190	---	---	---	---	---	---		
	50×2アッセンブリ	---	---	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	3,600	2,350	---	---	---	---	---	---		
	15×10アッセンブリ	---	---	3,000	1,630	3,000	1,630	3,000	1,630	3,000	1,630	3,000	1,630	---	---	---	---	---	---		
	50×1アッセンブリ	---	---	5,000	4,530	5,000	4,530	5,000	4,530	5,000	4,530	5,000	4,530	---	---	---	---	---	---		
	R3S/RPRS3-3 チューブラックBL	---	---	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	---	---
	チューブラックGR	---	---	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	---	---
	チューブラックYE	---	---	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	---	---
	チューブラックOR	---	---	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	3,000	1,870	---	---
	500PAチューブ	---	---	3,000	1,940	3,000	1,940	3,000	1,940	3,000	1,940	3,000	1,940	3,000	1,940	3,000	1,940	3,000	1,940	---	---
	マイクロタイター用/ウット	---	---	2,000	770	2,000	770	2,000	770	2,000	770	2,000	770	2,000	770	2,000	770	2,000	770	---	---
R5S2/RR5S2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,200	5,150	5,000	7,290	---	---		
R4S2/RPR4-7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,200	2,540	3,200	2,540	---	---		
R3S3/RR3S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,700	2,330		
連続ロータ Continuous Flow Rotor	R18C/RPRC18-3	---	---	18,000	34,960	---	---	18,000	34,960	---	---	18,000	34,960	---	---	---	---	---	---		
R13C/RPRC13	---	---	13,000	21,260	---	---	13,000	21,260	---	---	13,000	21,260	---	---	---	---	---	---	---		
R10C/RPRC10	---	---	10,000	14,590	---	---	10,000	14,590	---	---	10,000	14,590	---	---	---	---	---	---	---		

\* CR26H形遠心機では、300号機以降のもののみ、R20A/RR20A, R20A2, R17A/RR17A, R14A3ロータが使用できます。  
When using the model CR26H centrifuge, rotors model R20A/RR20A, R20A2, R17A/RR17A, R14A3 are available provided that the serial number of the centrifuge is from 300.

\*\* 上段はCR22、下段はCR21です。  
The upper numeral is for model CR22.  
The lower numeral is for model CR21.