

土壤脱水口一タ Soil Dehydrating Rotor R11D2※ (R11D2) (RPRD11)

最高回転速度 : 11,000 rpm




Max. Speed

最大遠心加速度 : 15,800 × g (PF 4.2)

Max. R. C. F.

全容量 : 400ml = 100ml × 4

Nominal Rotor Capacity



受注生産ロータ
A made to order rotor

ロータ標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

略図 Shape	部品名 Parts	員数 Q'ty
	サイドカン Sampling tubes 485482	1 (5)
	フィルター Filter 474657	4
	PF ホルダ PF Holder 474655	4
	NBR Oリング O-Ring for PF Holder 474656	4
	カップ (A) Cap (A) 474659	4
	カップ (B) Cap (B) 474660	4
	キャップ Lid 474658	4
	バランスウェイト 4 Balance weight 4 474664	2
	バランスウェイト 8 Balance weight 8 474663	2
	バランスウェイト 16 Balance weight 16 474665	2
	シリコングリース Silicone grease 660557	1

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

- ・ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みにになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.