

# アングルロータ Angle Rotor R12A4※

※ 受注生産ロータ

最高回転速度 : 12,000 rpm




Max. Speed

最大遠心加速度 : 23,800 × g

Max. R. C. F.





全 容 量 : 144ml = 2ml × 72

Nominal Rotor Capacity



## 適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 ・ 寸法 ・ 実容量 Tube/Bottle ・ Tube size ・ Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	2.0mlマイクロチューブ φ 1.1 × 4.2 Micro Tube (市販品) (Marketed) 2.0ml	12,000	23,800
	—	1.5mlマイクロチューブ φ 1.1 × 3.9 Micro Tube (市販品) (Marketed) 1.5ml	12,000	23,800
	—	0.7mlマイクロチューブ φ 1.1 × 2.6 Micro Tube (市販品) (Marketed) 0.7ml	12,000	23,800
ガラスアダプタ(A) Adaptor 489237A φ 1.5 × 3.4  ABS	—	1.0丸底ガラスチューブ φ 0.9 × 3.5 Glass Tube 489241A 1.0ml	12,000	20,100
	—	0.5ガラスチューブ φ 0.9 × 3.5 Glass Tube 489240A 0.5ml	12,000	22,500
0.5アダプタ Adaptor 489238A φ 1.4 × 4.6  ABS	—	0.5丸底ガラスチューブ φ 0.6 × 4.7 Glass Tube 489239A 0.5ml	12,000	23,000
	—	0.2mlPCRチューブ φ 0.6 × 2.4 (単体チューブ) PCR Tube (市販品) (Marketed) 0.2ml	5,700	5,010
 0.75アダプタ Adaptor 487293A φ 1.3 × 3.0ABS	—	0.5mlマイクロチューブ φ 0.8 × 3.3 Micro Tube (市販品) (Marketed) 0.5ml	12,000	22,000
 0.4アダプタ Adaptor 487292A φ 1.3 × 4.7 ABS	—	0.4mlマイクロチューブ φ 0.6 × 4.6 Micro Tube (市販品) (Marketed) 0.4ml	12,000	22,900
	—	0.25mlマイクロチューブ φ 0.6 × 3.0 Micro Tube (市販品) (Marketed) 0.25ml	12,000	20,900