

アングルロータ Angle Rotor R14A3 ※




受注生産ロータ
A made to order rotor
















最高回転速度: 14,000rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: 29,100 × g
Max. R.C.F.

全容量: 800mℓ = 80mℓ × 10
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F. (× g)
—	F3 スペースキャップ F3 Space Cap S407754 	94PA シールチューブ 94PA Seal Tube S304301A 	φ 3.8 × 10.4	100mℓ	14,000	29,100
	—	70PC ボトルクミ 70PC Bottle Ass'y S308432A 	φ 3.8 × 10.4	55mℓ	14,000	29,100
	—	80PA ボトルクミ 80PA Bottle Ass'y 332094A 	φ 3.8 × 10.6	60mℓ	14,000	29,100
	—	(80PC ボトルクミ) (80PC Bottle Ass'y) 	φ 3.8 × 10.6	60mℓ	14,000	29,100
	キャップレス Capless	94SS チューブ 94SS Tube 326012A 	φ 3.8 × 10.1	58mℓ	14,000	29,100
11A80 アダプタ 11A80 Adaptor 336716A φ 3.7 × 9.3 NBR	C2-AL キャップクミ C2-AL Cap Ass'y 424916A 	12PE チューブ 12PE Tube 325470A 	φ 1.6 × 7.5	10.5mℓ	14,000	26,100
		12PA チューブ 12PA Tube 329606A 	φ 1.6 × 7.6	10.5mℓ	14,000	26,100
		12PC チューブ 12PC Tube 325751A 	φ 1.6 × 7.6	10.5mℓ	14,000	26,100
		12SS チューブ 12SS Tube 326010A 	φ 1.6 × 7.6	10.5mℓ	14,000	26,100
	—	10PC ボトルクミ 10PC Bottle Ass'y 325952A 	φ 1.6 × 8.2	8.1mℓ	14,000	26,100
	C2-PP フタ C2-PP Lid 328478A 	11PA アツチューブ 11PA Thick-Walled Tube 333959A 	φ 1.6 × 8.2	7.9mℓ	14,000	26,100
	—	11PC アツチューブクミ 11PC Thick-Walled Tube 326607A 	φ 1.6 × 8.3	8.3mℓ	14,000	26,100

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.