




アングルロータ Angle Rotor R19A※ (RR19A) (RPR16)



受注生産ロータ
A made to order rotor

	R19A/RR19A	RPR16
最高回転速度 Max. Speed	19,000rpm	16,000rpm
最高遠心加速度 Max. R.C.F.	45,610×g	32,340×g
容 量 Nominal Rotor Capacity	480mℓ = 80mℓ × 6	



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

※本ロータの最高回転速度は、遠心機本体によって異なります。最高回転速度についてはロータの取扱説明書を参照してください。
※Max. speed varies with model of centrifuge.
For Max. speed, refer to the rotor instruction manual.

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
—	—	70PC ボトルクミ 70PC Bottle Ass'y S308432A	φ 3.8×10.4	55mℓ	19,000	45,610
	—	80PA ボトルクミ 80PA Bottle Ass'y 332094A	φ 3.8×10.6	60mℓ	19,000	45,610
	—	(80PC ボトルクミ) (80PC Bottle Ass'y)	φ 3.8×10.6	60mℓ	19,000	45,610
	キャップレス Capless	94SS チューブ 94SS Tube 326012A	φ 3.8×10.1	60mℓ	19,000	45,610
11A80 アダプタ 11A80 Adaptor 336716A φ 3.7×9.3 NBR	C2-AL キャップクミ C2-AL Cap Ass'y 424916A 	12PE チューブ 12PE Tube 325470A	φ 1.6×7.5	10.5mℓ	15,000	24,900
		12PA チューブ 12PA Tube 329606A	φ 1.6×7.6	10.5mℓ	15,000	24,900
		12PC チューブ 12PC Tube 325751A	φ 1.6×7.6	10.5mℓ	15,000	24,900
		12SS チューブ 12SS Tube 326010A	φ 1.6×7.6	10.5mℓ	15,000	24,900
	—	10PC ボトルクミ 10PC Bottle Ass'y 325952A	φ 1.6×8.2	8.2mℓ	15,000	24,900
	C2-PP フタ C2-PP Lid 328478A 	11PA アツチューブ 11PA Thick-Walled Tube 333959A	φ 1.6×8.2	8.2mℓ	15,000	24,900
	—	11PC アツチューブクミ 11PC Thick-Walled Tube Ass'y 326607A	φ 1.6×8.3	8.4mℓ	15,000	24,900

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。

・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.