

スイングロータ Swing Rotor R5S3

最高回転速度 : 4,200 rpm

Max. Speed



最大遠心加速度 : 5,030 × g

Max. R. C. F.

全容量 : 4,800ml


= (400ml MAP バック × 2個) × 6

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
オーバルインナカップ(400) Ovel inner cup(400) S307592A(6pcs.)	—		400ml MAPバック (×12セット) MAP Blood bag (市販品) (Marketed)	200ml	4,200	5,030
オーバルインナカップ(200) Ovel inner cup(200) S307593A(6pcs.)	—		200ml MAPバック (×12セット) MAP Blood bag (市販品) (Marketed)	200ml	4,200	5,030