

スイングロータ Swing Rotor R7S※ (SRR7SA)

※ 受注生産ロータ

最高回転速度 : 7,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 9,420 × g

Max. R. C. F.












全容量 : 1,000ml = 250ml × 4

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 250PPボトルクミ Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2 × 12.4	250ml	7,000	9,420
	—	 250PCボトルクミ Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2 × 12.4	250ml	7,000	9,420
	—	 (300PAボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2 × 13.7	275ml	7,000	9,420
	—	 (300PCボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2 × 13.7	275ml	7,000	9,420
	キャップレス Capless	 300SSチューブ Tube 328343A	φ 6.2 × 12.8	330ml	7,000	9,420
 15G5S250アダプタ Adaptor 348666A NBR	キャップレス Capless	 (15Corexチューブ) Tube	φ 1.8 × 10	15ml	7,000	6,410
 (30G3S250アダプタ) Adaptor NBR	キャップレス Capless	 (30Corexチューブ) Tube	φ 2.4 × 10.5	30ml	7,000	6,410
 50TA300アダプタ Adaptor S408203A φ 6.2 × 10.5 DE	—	 50ml PP培養管 (TCチューブ) Tissue Culture Tube (市販品) (Marketed)		43ml	5,400	5,440

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.