

アングルロータ Angle Rotor R9A

最高回転速度: 9,000rpm




Max. Speed

最高遠心加速度: 15,300 × g




Max. R.C.F.

全容量: 4,000mℓ = 1,000mℓ × 4

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	・ 寸法 ・ Tube size	・ 実容量 ・ Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F. (× g)
—	 1000 キャップ(WM) Cap Ass'y S410870A	 1000PP ボトル(WM) Bottle S307700A		900mℓ	9,000	15,300
—					 1000PC ボトル(WM) Bottle Ass'y S308357A	900mℓ

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.