


アダプタ

Adaptors

アダプタはロータのチューブ穴に対して小さなサイズのチューブを使用するときに用います。おもに白いポリアセタール製です。比重が高いため、アダプタを使用するときには、回転数制限があります。

Adaptors are used when relatively smaller tubes are inserted into the tube cavities. Most adaptors are made from white polyacetal. Since the specific gravity of adaptors is high, the rotation speed is restricted when adaptors are used.



● アダプタの名称 Name of adaptors

アダプタ
adaptor

ロータのチューブ容量 (ml)
Tube capacity of rotor. (ml)

A : アングルロータ用
For Angle Rotors
B : スイングロータ用
For Swing Rotors

使用するチューブの呼称容量
Nominal capacity of tube.

品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (cm)	材質 Material	販売 単位 Q'ty
336697A	2S5 Adaptor	1.3 × 4.9	POM	6
336698A	2S13 Adaptor	1.5 × 9.3	POM	6
336699A	3S13 Adaptor	1.5 × 9.3	POM	6
336700A	4S13 Adaptor	1.5 × 9.3	POM	6
336701A	3S16 Adaptor	1.6 × 9.9	POM	6
336702A	4S16 Adaptor	1.6 × 9.9	POM	6
336703A	5S16 Adaptor	1.6 × 9.9	POM	6
336704A	6.5S16 Adaptor	1.6 × 9.9	POM	6
336682A	1.5A12 Adaptor	1.6 × 7.9	POM	10
336683A	2A12 Adaptor	1.6 × 6.3	POM	10
336684A	3A12 Adaptor	1.6 × 6.3	POM	10
336685A	4A12 Adaptor	1.6 × 6.3	POM	10
336686A	5A12 Adaptor	1.6 × 7.9	POM	10
336687A	6.5A12 Adaptor	1.6 × 7.9	POM	10
336688A	4A40 Adaptor	2.6 × 8.5	POM	8
336689A	5A40 Adaptor	2.6 × 8.5	POM	8
336690A	6.5A40 Adaptor	2.6 × 8.5	POM	8
336691A	12A40 Adaptor	2.6 × 8.5	POM	8
336692A	5A94 Adaptor	3.8 × 8.5	POM	6
336693A	6.5A94 Adaptor	3.8 × 8.5	POM	6
336694A	12A94 Adaptor	3.8 × 8.5	POM	6
336695A	40A94 Adaptor	3.8 × 10.1	POM	6

POM: ポリアセタール