


# アングルロータ Angle Rotor P27A



最高回転速度 Max.speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
27,000	106,000	352	160mL × 6 =960mL	5.2 × 12	12.5

販売中止品には ( ) が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

\*1 Nominal Vol. \*2 Net Vol.

チューブ・ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max.speed (rpm)	最大遠心加速度 Max.R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
160	S306848A	160PC ボトル 160PC Bottle	5.2x12	150	—	S410008A 160 Cap ass'y	27,000	106,000
160	S306847A	160PP ボトル 160PP Bottle	5.2x12	155	—	S410008A 160 Cap ass'y	20,000	58,100

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

## 標準付属品

### Standard Accessories Attached to Rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
474067	ロータパッキン Rotor Packing	2
433310	ハンドルパッキン Handle Packing	2
S306848A	160PC ボトル 160 Bottle	6
S410008A	160 キャップ 160 Cap	6
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリース (バキュームグリース) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
84550301	ボトルセッタ Bottle Setter	1
S205074	コウグバコ(C) Tool Box(C)	1
999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
* 34644417	— Over-speed disk	2

- ・ \* のついた部品は日本国内では付属しません。  
Components marked \* are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。  
The life management rotor is not provided with P/N999494 log book and the over-speed disk.