


スイングロータ Swing Rotors P28S (SRP28SA)



| 最高回転数 Max speed (rpm) | 最大遠心 加速度 Max R.C.F. (Xg) | kファクタ k factor | ロータ容量 Rotor capacity | チューブサイズ Tube size (× Lcm) | 重さ Weight (kg) |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 28,000 | 141,000 | 252 | 40ml × 6 = 240ml | 2.6 × 9.0 | 6.3 |

* 1 Nominal Vol . * 2 Net Vol .

| チューブ Tube | | | | | アダプタ Adaptor | キャップ Cap | 最高回転数 Max speed (rpm) | 最大遠心 加速度 Max R.C.F. (xg) |
|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 呼称容量 Vol. * 1 (ml) | 品番 Part No. | 品名 Name | サイズ Size (× Lcm) | 実容量 Vol. * 2 (ml) | | | | |
| 40 | 329607A | 40 PA チューブ 40 PA Tube | 2.6 × 9.0 | 35.6 | --- | --- | 28,000 | 141,000 |
| 40 | 325754A | 40 PC チューブ 40 PC Tube | 2.6 × 9.0 | 38.7 | --- | --- | 28,000 | 141,000 |
| 40 | S303279A | 40 PET チューブ 40 PET Tube | 2.6 × 9.0 | 38.6 | --- | --- | 28,000 | 141,000 |
| 40 | 326011A | 40 SS チューブ 40 SS Tube | 2.6 × 9.0 | 38.4 | --- | --- | 20,000 | 72,100 |

| | 品番 Part No. | 品名 Name | 員数 Qty |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 標準付属品 | 329607A | 40 PA チューブ | 2 (100) |
| Standard Accessories | 452701 | ピンセット | 1 |
| | — | O-リング | 18 |
| Attached to Rotor | 209641A | バケットスタンド | 1 |
| | 428962A | ロータセッター | 1 |
| | 216715 | ロータスタンド | 1 |
| | 84810601 | 潤滑グリス (ネジ潤滑剤) | 1 |
| | 660557 | シリコングリース | 1 |
| | 320717 | コウグバコ | 1 |
| | 999494 | ロータ運転日誌 | 1 |
| | * 34644416 | — | Over-speed Disk |

・ O-リングの補給部品はS401801A (12pcs / set) です。
Spare Part of O-ring : S401801A (12pcs / set)

・ * のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P / N 999494 log book and the over-speed disk.