



アングルロータ / Angle Rotor P32AT



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ* Tube size (φ × L cm)	質量 Weight (kg)
32,000	111,000	186	12 mL × 32 =384mL	1.6 × 7.6	8.8

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ* /Size (φ × L cm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
12	329606A	12PA チューブ 12PA tube	1.6X7.6	10.2	---	S410542A S-12AL cap ass'y	32,000	111,000
				10.5	---	441399A C-AL cap ass'y	32,000	111,000
	325470A	12PE チューブ 12PE tube	1.6X7.5	10.0	---	S410542A S-12AL cap ass'y	32,000	111,000
				10.5	---	441399A C-AL cap ass'y	32,000	111,000
	325751A	12PC チューブ 12PC tube	1.6X7.6	10.5	---	441399A C-AL cap ass'y	32,000	111,000
10	S303922A	10PC ボトル(B)クミ 10PC bottle(B) ass'y	1.6X8.2	8.4	---	---	32,000	111,000
	338455A	10PC アツチューブ 10PC thick-walled tube	1.6X7.7	6.3	---	---	32,000	111,000
	325952A	10PC ボトルクミ 10PC bottle ass'y	1.6X8.2	8.0	---	---	32,000	111,000
	334105A	10PA ボトルクミ 10PA bottle ass'y	1.6X8.2	8.0	---	---	32,000	111,000
	338456A	10PA アツチューブ 10PA thick-walled tube	1.6X7.6	6.3	---	---	32,000	111,000

- ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

標準付属品 Standard Accessories Attached to Rotor	品番/ Part No.	品名/ Name	員数/ Qty
ロータにはチューブが 付属しませんので、別途 お買い求めのうえ、ご使 用ください。 Because tubes are not attached to the rotor, please purchase the tubes separately.	84520120	ロータパッキン Rotor Packing	2
	433310	ハンドルパッキン Handle Packing	2
	216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
	84810601	潤滑グリス(ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
	483719	シリコングリス(バキュームグリス) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
	S205074	コウグバコ(C) Tool Box (C)	1
	999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
	* 34644414	- Over-speed Disk	2
	・*のついた部品は日本国内では付属しません。 ・自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。 ・Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A. ・The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.		

別売品 Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]” をご覧ください。
We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See “Tubes and Bottles [Tube kits]” about the composition parts of tube kits.

品番/ Part No.	品名/ Name
S304986B	12 PA チューブキット(B) 12 PA Tube kit (B)