


ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。

Carefully read the centrifuge instruction manual and the rotor instruction manual before using the rotor.

スイングロータ Swing Rotor P32ST



最高回転速度 Max.speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
32,000	180,000	198	40mL × 6 =240mL	2.6 × 9.0	7.1

注) P32ST ロータは、RLM アダプタ仕様のみとなります。

NOTE) The P32ST rotor is a RLM rotor. The P32ST rotor is not a rotor with an optical adapter/disk.

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
40	329607A	40PAチューブ 40PA Tube	2.6 X 9.0	35.6	---	---	32,000	180,000
	325754A	40PCチューブ 40PC Tube	2.6 X 9.0	38.7	---	---	32,000	180,000
	S303279A	40PETチューブ 40PET Tube	2.6 X 9.0	38.6	---	---	32,000	180,000
	S412571A	40SSチューブ (B) 40SS Tube (B)	2.6 X 9.0	38.4	---	---	20,300	72,400

標準付属品

Standard Accessories
Attached to Rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
—	NBR O リング NBR O-Ring	18
329607A	40PA チューブ 40PA Tube	2 (50 pcs./set)
209641A	バケツスタンド Bucket Stand	1
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリース シリコングリース (バキュームグリース) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
S205074	コウグバコ(C) Tool Box(C)	1

・ O リングの補給部品は S401801A (12 pcs./set) です。

Spare Part of O-ring: S401801A (12 pcs./set)