


スイングロータ Swing Rotors P40ST (RPS40T)



最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (Xg)	kファクタ k factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (× Lcm)	重さ Weight (kg)
40,000	284,000	139	13mℓ × 6 = 78mℓ	1.5 × 9.6	6.9

* 1 Nominal Vol . * 2 Net Vol .

チューブ Tube					アダプタ Adaptor	キャップ Cap	最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (xg)
呼称容量 Vol. * 1 (mℓ)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (× Lcm)	実容量 Vol. * 2 (mℓ)				
13	S303276A	13 PET チューブ 13 PET Tube	1.5 × 9.6	13.0	---	---	40,000	284,000
13	332901A	13 PA チューブ 13 PA Tube	1.5 × 9.6	10.9	---	---	40,000	284,000
0.9	S304296A	0.9 PC アツチューブ 0.9 PC Thick-Walled Tube	0.8 × 5.0	0.7	336698A 2S13 Adaptor	---	35,000	153,000
3	336708A	3 PA チューブ 3 PA Tube	1.1 × 4.7	2.8	336699A 3S13 Adaptor	---	35,000	150,000
4	329561A	4 PA チューブ 4 PA Tube	1.1 × 6.0	3.7	336700A 4S13 Adaptor	---	35,000	168,000

	品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
標準付属品	332901A	13 PA チューブ 13 PA Tube	2 (100)
Standard Accessories	452701	ピンセット Tweezers	1
Attached to Rotor	474215	キャップスパナ Cap Spanner	1
	—	O-リング O-ring	18
	208203A	バケツスタンド Bucket Stand	1
	428962A	ロータセッター Rotor Setter	1
	216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
	84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
	660557	シリコングリース Silicone Grease	1
	320717	コウグバコ Tool Box (B)	1
	999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
	* 34644411	— Over-speed Disk	2

・ O-リングの補給部品はS401820A (12pcs / set) です。
Spare Part of O-ring : S401820A (12pcs / set)

・ * のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P / N 999494 log book and the over-speed disk.