


アングルロータ Angle Rotor P45AT(RP45T)



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
45,000	235,000	130	94mL × 6 =564mL	3.8 × 10.1	13.2

販売中止品には () が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
94	S304299A	94PA チューブ 94PA tube	3.8 X 10.1	84.0	---	325968A F2-AL cap assy	45,000	235,000
	S304300A	94 PC チューブ 94 PC tube	3.8 X 10.1	84.0	---	325968A F2-AL cap assy	45,000	235,000
	326012A	94 SS チューブ 94 SS tube	3.8 X 10.1	84.0	---	325968A F2-AL cap assy	20,000	46,300
				47.8	---	---	23,000	61,300
S304301A	94 PA シールチューブ 94 PA seal tube	3.8 X 10.4	100.0	---	S408969 F-TI space cap	45,000	235,000	
80	(S307591A)	(80 PC ボトル(C2)クミ) (80 PC bottle(C2))	3.8 X 10.6	70.0	---	---	45,000	235,000
	(S303929A)	(80 PC ボトル(C)クミ) (80 PC bottle(C))	3.8 X 10.6	70.0	---	---	45,000	235,000
	(S303927A)	(80 PC ボトル(B)クミ) (80 PC bottle(B))	3.8 X 10.6	70.0	---	---	30,000	104,000
70	S308405A	70 PC ボトル(C)クミ 70 PC bottle(C)	3.8 X 10.6	65.0	---	---	45,000	235,000
	S308433A	70 PC ボトル(B)クミ 70 PC bottle(B)	3.8 X 10.6	65.0	---	---	30,000	104,000
	S310331A	70 PA ボトル(C)クミ 70 PA bottle(C)	3.8 X 10.6	63.5	---	---	36,000	150,000
40	329607A	40 PA チューブ 40 PA tube	2.6 X 9.0	35.7	336695A 40A94 adapter	S305231A E3-AL cap assy	30,000	97,700
	S303279A	40 PET チューブ 40 PET tube	2.6 X 9.0	37.0	336695A 40A94 adapter	S305231A E3-AL cap assy	30,000	97,700
	325471A	40 PE チューブ 40 PE tube	2.6 X 8.9	35.7	336695A 40A94 adapter	S305231A E3-AL cap assy	30,000	97,700
				35.7	336695A 40A94 adapter	S308090A E4-AL cap assy	30,000	97,700
33	338457A	33 PC アツチューブ 33 PC thick-walled tube	2.6 X 8.9	19.9	336695A 40A94 adapter	---	30,000	97,700
	338458A	33 PA アツチューブ 33 PA thick-walled tube	2.6 X 8.8	19.9	336695A 40A94 adapter	---	25,000	67,800
30	S308132A	30 PC ボトル(C3)クミ 30 PC bottle(C3)	2.6 X 9.7	26.0	336695A 40A94 adapter	---	30,000	97,700
	S308133A	30 PC ボトル(B3)クミ 30 PC bottle(B3)	2.6 X 9.7	26.0	336695A 40A94 adapter	---	30,000	97,700
	(S303926A)	(30 PC ボトル(C)クミ) (30 PC bottle(C))	2.6 X 9.7	26.0	336695A 40A94 adapter	---	30,000	97,700
	(S303924A)	(30 PC ボトル(B)クミ) (30 PC bottle(B))	2.6 X 9.7	26.0	336695A 40A94 adapter	---	30,000	97,700
	330345A	30PA ボトルクミ 30PA bottle	2.6 X 9.7	26.0	336695A 40A94 adapter	---	30,000	97,700
12	329606A	12 PA チューブ 12 PA tube	1.6 X 7.6	10.5	336694A 12A94 adapter	441399A C-AL cap assy	30,000	94,400
	325470A	12 PE チューブ 12 PE tube	1.6 X 7.5	10.5	336694A 12A94 adapter	441399A C-AL cap assy	30,000	94,400
	325751A	12 PC チューブ 12 PC tube	1.6 X 7.6	10.5	336694A 12A94 adapter	441399A C-AL cap assy	30,000	94,400
	S303275A	12 PET チューブ 12 PET tube	1.6 X 7.6	11.4	336694A 12A94 adapter	S407404A C4-AL cap assy	30,000	94,400
				10.5	336694A 12A94 adapter	441399A C-AL cap assy	30,000	94,400
				10.5	336694A 12A94 adapter	413312A C-SS cap assy	30,000	94,400
326010A	12 SS チューブ 12 SS tube	1.6 X 7.6	8.3	336694A 12A94 adapter	---	30,000	94,400	

アングルロータ Angle Rotor P45AT(RP45T)

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (xg)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
10	S303922A	10 PC ボトル(B)クミ 10 PC bottle(B)	1.6 X 8.2	8.4	336694A 12A94 adapter	---	30,000	94,400
	338455A	10 PC アツチューブ 10 PC thick-walled tube	1.6 X 7.7	6.3	336694A 12A94 adapter	---	30,000	94,400
	325952A	10 PC ボトルクミ 10 PC bottle	1.6 X 8.2	8.0	336694A 12A94 adapter	---	30,000	94,400
	334105A	10 PA ボトルクミ 10 PA bottle	1.6 X 8.2	8.0	336694A 12A94 adapter	---	30,000	94,400
	338456A	10 PA アツチューブ 10 PA thick-walled tube	1.6 X 7.6	6.5	336694A 12A94 adapter	---	30,000	94,400
6.5	329445A	6.5 PA チューブ 6.5 PA tube	1.3 X 6.4	5.8	336693A 6.5A94 adapter	414429A B-AL cap assy	30,000	88,600
	326415A	6.5 PC チューブ 6.5 PC tube	1.3 X 6.4	5.8	336693A 6.5A94 adapter	414429A B-AL cap assy	30,000	88,600
	S303274A	6.5 PET チューブ 6.5 PET tube	1.3 X 6.4	6.2	336693A 6.5A94 adapter	474507A B2-AL cap assy	30,000	88,600
5	332245A	5 PA チューブ 5 PA tube	1.3 X 5.2	5.0	336692A 5A94 adapter	414429A B-AL cap assy	30,000	83,700
4.7	S303141A	4.7 PC アツチューブ 4.7 PC thick-walled tube	1.3 X 6.4	3.4	336693A 6.5A94 adapter	---	30,000	88,600
3	S301599A	3PC チューブ 3PC tube	1.3 X 5.1	2.5	336692A 5A94 adapter	---	30,000	83,700

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

ロータにはチューブが
付属しませんので、別途
お買い求めのうえ、ご使
用ください。
Because tubes are not
attached to the rotor,
please purchase the
tubes separately.

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
478034	ロータパッキン Rotor Packing	2
433310	ハンドルパッキン Handle Packing	2
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリース (バキュームグリース) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
S205074	コウグバコ(C) Tool Box (C)	1
999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
* 3464449	- Over-speed Disk	2

- ・ *のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

別売品

Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]”をご覧ください。
We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See “Tubes and Bottles[Tube kits]” about the composition parts of tube kits.

品番 Part No.	品名 Name
S304988A	94 PA チューブキット 94 PA Tube kit
S304993A	94 PA シールチューブキット 94 PA Seal tube kit