


アングルロータ / Angle Rotor P50A3



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ* Tube size (φ × L cm)	質量 Weight (kg)
50,000	252,000	33	1.5 mL × 24 =36mL	1.1 × 4.0	2.1

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ・ボトル/ Tubes & Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ* /Size (φ × L cm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
1.5	S308892A	マイクロチューブ(C)クミ Micro Tube (C) ass'y	1.1 X 4.0	1.3	---	---	50,000	252,000

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

品番/ Part No.	品名/ Name	員数/ Qty
84520209	ロータパッキン Rotor Packing	2
433310	ハンドルパッキン Handle Packing	2
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス(ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリース シリコングリース (バキュームグリース) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
S205074	コウグバコ(C) Tool Box (C)	1
S308892A	マイクロチューブ (C) クミ Micro Tube (C) ass'y	1(300 pcs./Box)
999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
* 3464447	- Over-speed Disk	2

- ・ *のついた部品は日本国内では付属しません。
- ・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
- ・ Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・ The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.