


# アングルロータ Angle Rotor P50AT2(RP50T-2)



| 最高回転速度<br>Max. speed<br>(rpm) | 最大遠心<br>加速度<br>Max.R.C.F<br>(×g) | Kファクタ<br>K factor | ロータ容量<br>Rotor<br>capacity | チューブサイズ<br>Tube size<br>(φ×Lcm) | 質量<br>Weight<br>(kg) |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 50,000                        | 303,000                          | 70                | 40mL×12<br>=480mL          | 2.6×9.0                         | 13.0                 |

販売中止品には ( ) が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

\*1 Nominal Vol. \*2 Net Vol.

| チューブ/ボトル Tubes/Bottles |                |  |                     |                       | チューブアダプタ<br>Tube adapter | キャップ<br>Cap                  | 最高回転速度<br>Max. speed<br>(rpm) | 最大遠心加速度<br>Max. R.C.F<br>(×g) |
|------------------------|----------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 呼称容量<br>Vol.*1<br>(mL) | 品番<br>Part No. | 品名<br>Name                                   | サイズ Size<br>(φ×Lcm) | 実容量<br>Vol.*2<br>(mL) |                          |                              |                               |                               |
| 40                     | 329607A        | 40PA チューブ<br>40PA tube                       | 2.6 X 9.0           | 35.7                  | ---                      | S305231A<br>E3-AL cap assy   | 50,000                        | 303,000                       |
|                        | (S302895A)     | (40PA re-seal tube)                          |                     | 32.5                  | ---                      | S410532A<br>S-40AL cap assy  | 50,000                        | 303,000                       |
|                        | 345321A        | 40PAシールチューブ<br>40PA seal tube                | 2.6 X 9.4           | 39.0                  | ---                      | (S405438A)<br>(Crown E assy) | 50,000                        | 303,000                       |
|                        | 325471A        | 40PE チューブ<br>40PE tube                       | 2.6 X 8.9           | 35.7                  | ---                      | 485649<br>E space cap        | 50,000                        | 303,000                       |
|                        |                |  |                     | 35.7                  | ---                      | S305231A<br>E3-AL cap assy   | 40,000                        | 194,000                       |
|                        |                |  |                     | 31.8                  | ---                      | S308090A<br>E4-AL cap assy   | 40,000                        | 194,000                       |
|                        | S303279A       | 40PET チューブ<br>40PET tube                     | 2.6 X 9.0           | 37.0                  | ---                      | S410532A<br>S-40AL cap assy  | 40,000                        | 194,000                       |
|                        | S412571A       | 40SS チューブ (B)<br>40SS tube (B)               | 2.6 X 9.0           | 24.4                  | ---                      | S305231A<br>E3-AL cap assy   | 40,000                        | 194,000                       |
|                        |                |  |                     | 24.4                  | ---                      | S412572A<br>E-SS Lid (B)     | 32,000                        | 124,000                       |
|                        | (326011A)      | (40SS チューブ)<br>(40SS tube)                   | 2.6 X 9.0           | 35.7                  | ---                      | ---                          | 32,000                        | 124,000                       |
|                        |                |  |                     | 36.7                  | ---                      | S305231A<br>E3-AL cap assy   | 27,000                        | 88,300                        |
|                        |                |  |                     | 24.4                  | ---                      | 451480A<br>E-SS cap assy     | 23,000                        | 64,100                        |
| 24.4                   |                |  |                     | ---                   | 451482<br>E-SS Lid       | 32,000                       | 124,000                       |                               |
| 33                     | (3400-2529)    | (ウルトラロックチューブ)<br>(Ultra-Lok Tube)            | 2.5 X 8.3           | 29.0                  | ---                      | (S410425)<br>(Spacer)        | 50,000                        | 303,000                       |
|                        | 338457A        | 33 PC アツチューブ<br>33 PC thick-walled tube      | 2.6 X 8.9           | 20.4                  | ---                      | ---                          | 40,000                        | 194,000                       |
|                        | 338458A        | 33 PA アツチューブ<br>33 PA thick-walled tube      | 2.6 X 8.8           | 20.4                  | ---                      | ---                          | 25,000                        | 75,700                        |
| 30                     | S308132A       | 30 PC ボトル(C3)クミ<br>30 PC bottle (C3) ass'y   | 2.6 X 9.7           | 26.0                  | ---                      | ---                          | 50,000                        | 303,000                       |
|                        | S310626A       | 30 PA ボトル(C)クミ<br>30 PA bottle (C) ass'y     | 2.6 X 9.7           | 26.3                  | ---                      | ---                          | 41,000                        | 204,000                       |
|                        | S308133A       | 30 PC ボトル(B3)クミ<br>30 PC bottle (B3) ass'y   | 2.6 X 9.7           | 26.0                  | ---                      | ---                          | 30,000                        | 109,000                       |
|                        | (S303926A)     | (30 PC ボトル(C)クミ)<br>(30 PC bottle (C) ass'y) | 2.6 X 9.7           | 26.0                  | ---                      | ---                          | 50,000                        | 303,000                       |
|                        | (S303924A)     | (30 PC ボトル(B)クミ)<br>(30 PC bottle (B) ass'y) | 2.6 X 9.7           | 26.0                  | ---                      | ---                          | 30,000                        | 109,000                       |
|                        | 330345A        | 30PA ボトルクミ<br>30PA bottle ass'y              | 2.6 X 9.7           | 26.0                  | ---                      | ---                          | 33,000                        | 132,000                       |
| 12                     | 329606A        | 12 PA チューブ<br>12 PA tube                     | 1.6 X 7.6           | 10.5                  | 336691A<br>12A40 adapter | 441399A<br>C-AL cap assy     | 40,000                        | 183,000                       |
|                        | 325470A        | 12 PE チューブ<br>12 PE tube                     | 1.6 X 7.5           | 10.5                  | 336691A<br>12A40 adapter | 441399A<br>C-AL cap assy     | 40,000                        | 183,000                       |
|                        | 325751A        | 12 PC チューブ<br>12 PC tube                     | 1.6 X 7.6           | 10.5                  | 336691A<br>12A40 adapter | 441399A<br>C-AL cap assy     | 40,000                        | 183,000                       |
|                        | S303275A       | 12 PET チューブ<br>12 PET tube                   | 1.6 X 7.6           | 11.4                  | ---                      | S407404A<br>C4-AL cap assy   | 40,000                        | 183,000                       |
|                        |                |  |                     | 10.5                  | ---                      | 336691A<br>12A40 adapter     | 441399A<br>C-AL cap assy      | 34,000                        |
|                        | 326010A        | 12 SS チューブ<br>12 SS tube                     | 1.6 X 7.6           | 10.5                  | ---                      | 336691A<br>12A40 adapter     | 413312A<br>C-SS cap assy      | 30,000                        |
| 8.3                    |                |  |                     | ---                   | 336691A<br>12A40 adapter | ---                          | 40,000                        | 183,000                       |

# アングルロータ Angle Rotor P50AT2(RP50T-2)

| チューブ/ボトル Tubes/Bottles |                |   |                     |                       | チューブアダプタ<br>Tube adapter  | キャップ<br>Cap               | 最高回転速度<br>Max. speed<br>(rpm) | 最大遠心加速度<br>Max. R.C.F<br>(xg) |
|------------------------|----------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 呼称容量<br>Vol.*1<br>(mL) | 品番<br>Part No. | 品名<br>Name                                | サイズ Size<br>(φ×Lcm) | 実容量<br>Vol.*2<br>(mL) |                           |                           |                               |                               |
| 10                     | S303922A       | 10 PC ボトル(B)クミ<br>10 PC bottle (B) ass'y  | 1.6 X 8.2           | 8.4                   | 336691A<br>12A40 adapter  | ---                       | 40,000                        | 183,000                       |
|                        | 338455A        | 10 PC アツチューブ<br>10 PC thick-walled tube   | 1.6 X 7.7           | 6.3                   | 336691A<br>12A40 adapter  | ---                       | 40,000                        | 183,000                       |
|                        | 325952A        | 10 PC ボトルクミ<br>10 PC bottle ass'y         | 1.6 X 8.2           | 8.0                   | 336691A<br>12A40 adapter  | ---                       | 40,000                        | 183,000                       |
|                        | 334105A        | 10 PA ボトルクミ<br>10 PA bottle ass'y         | 1.6 X 8.2           | 8.0                   | 336691A<br>12A40 adapter  | ---                       | 35,000                        | 140,000                       |
|                        | 338456A        | 10 PA アツチューブ<br>10 PA thick-walled tube   | 1.6 X 7.6           | 6.5                   | 336691A<br>12A40 adapter  | ---                       | 30,000                        | 103,000                       |
| 6.5                    | 329445A        | 6.5 PA チューブ<br>6.5 PA tube                | 1.3 X 6.4           | 5.8                   | 336690A<br>6.5A40 adapter | 414429A<br>B-AL cap assy  | 40,000                        | 173,000                       |
|                        | 326415A        | 6.5 PC チューブ<br>6.5 PC tube                | 1.3 X 6.4           | 5.8                   | 336690A<br>6.5A40 adapter | 414429A<br>B-AL cap assy  | 40,000                        | 173,000                       |
|                        | S303274A       | 6.5 PET チューブ<br>6.5 PET tube              | 1.3 X 6.4           | 6.2                   | 336690A<br>6.5A40 adapter | 474507A<br>B2-AL cap assy | 40,000                        | 173,000                       |
| 5                      | 332245A        | 5 PA チューブ<br>5 PA tube                    | 1.3 X 5.2           | 5.0                   | 336689A<br>5A40 adapter   | 414429A<br>B-AL cap assy  | 40,000                        | 181,000                       |
| 4.7                    | S303141A       | 4.7 PC アツチューブ<br>4.7 PC thick-walled tube | 1.3 X 6.4           | 3.4                   | 336690A<br>6.5A40 adapter | ---                       | 40,000                        | 173,000                       |
| 4                      | 329561A        | 4PA チューブ<br>4PA tube                      | 1.1 X 6.0           | 4.0                   | 336688A<br>4A40 adapter   | 336711A<br>A3-AL cap assy | 40,000                        | 180,000                       |
| 3                      | S301599A       | 3PC チューブ<br>3PC tube                      | 1.3 X 5.1           | 2.5                   | 336689A<br>5A40 adapter   | ---                       | 40,000                        | 179,000                       |

・ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。  
Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

## 標準付属品

### Standard Accessories Attached to Rotor

ロータにはチューブが  
付属しませんので、別途  
お買い求めのうえ、ご使  
用ください。  
Because tubes are not  
attached to the rotor,  
please purchase the  
tubes separately.

| 品番 Part No. | 品名 Name              | 員数 Qty                            |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| 477919      | ロータパッキン              | Rotor Packing 2                   |
| 433310      | ハンドルパッキン             | Handle Packing 2                  |
| 216715      | ロータスタンド              | Rotor Stand 1                     |
| 84810601    | 潤滑グリス (ネジ潤滑剤)        | Lubricant for Screw 1             |
| 483719      | シリコングリース (バキュームグリース) | Silicone Grease (Vacuum Grease) 1 |
| S205074     | コウグバコ (C)            | Tool Box (C) 1                    |
| 999494      | ロータ運転日誌              | Logbook of Rotor 1                |
| * 3464447   | -                    | Over-speed Disk 2                 |

・\*のついた部品は日本国内では付属しません。  
Components marked \* are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.  
・自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。  
The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

## 別売品

### Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]”をご覧ください。  
We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See "Tubes and Bottles[Tube kits]" about the composition parts of tube kits.

| 品番 Part No. | 品名 Name                                     |
|-------------|---|
| S304987B    | 40 PA チューブキット(B) 40 PA Tube kit (B)         |
| S304992A    | 40 PA シールチューブキット(A) 40 PA Seal tube kit (A) |