


アングルロータ Angle Rotor P50AT4



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max. R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × L cm)	質量 Weight (kg)
50,000	316,000	32	6.5mL × 44 =286mL	1.3 × 6.5	11.1

販売中止品には () が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ・ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × L cm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
6.5	S304238A	6.5PA シールチューブ 6.5PA seal tube	1.3X6.5	6.5	---	S407828 B5 space cap	50,000	316,000
	(S304776A)	(6.5PA re-seal tube)	1.3X6.5	6.5	---	(S405435A) (Crow n B assy)	50,000	316,000
	329445A	6.5PA チューブ 6.5PA tube	1.3X6.4	5.8	---	414429A B-AL cap assy	50,000	316,000
	326415A	6.5PC チューブ 6.5PCtube	1.3X6.4	5.8	---	414429A B-AL cap assy	50,000	316,000
	S303274A	6.5PET チューブ 6.5PET tube	1.3X6.4	6.2	---	474507A B2-AL cap assy	42,000	223,000
5	(3400-1351)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.3X5.1	3.8	---	(S410426) (spacer)	50,000	316,000
4.7	S303141A	4.7PC アツチューブ 4.7PC thick-walled tube	1.3X6.4	3.2	---	---	50,000	316,000
3.5	(3400-1332)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.3X3.2	3.0	---	(S410426) (spacer)	50,000	316,000

・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。

・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

品番/Part No.	品名/Name	員数/Qty
S303141A	4.7PC アツチューブ	2
		(100 pcs./Box)
S405453	ロータパッキン	2
433310	ハンドルパッキン	2
S405904	チューブリムーバー	1
216715	ロータスタンド	1
84810601	潤滑グリス(ネジ潤滑剤)	1
483719	シリコングリース (バキュームグリース)	1
S205074	コウグバコ(C)	1
999494	ロータ運転日誌	1
* 3464447	-	2

・ *のついた部品は日本国内では付属しません。

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。

・ Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.