


アングルロータ Angle Rotor P65A(RP65)



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max. R.C.F (× g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
65,000	370,000	48	12mL × 10 =120mL	1.6 × 7.6	4.2

販売中止品には () が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ・ボトル Tube/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter		キャップ Cap		最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	品番 Part No.	品名 Name		
12	345320A	12PAシールチューブ 12PA seal tube	1.6X7.8	13.5	---	---	484285	C space cap	65,000	370,000
	(S302894A)	(12PA re-seal tube)	1.6X7.8	13.5	---	---	(S405436A)	(Crown C assy)	65,000	370,000
	329606A	12PAチューブ 12PA tube	1.6X7.6	10.5	---	---	441399A	C-AL cap assy	65,000	370,000
	325470A	12PEチューブ 12PE tube	1.6X7.5	10.5	---	---	441399A	C-AL cap assy	65,000	370,000
	325751A	12PCチューブ 12PC tube	1.6X7.6	10.5	---	---	441399A	C-AL cap assy	65,000	370,000
	S303275A	12PETチューブ 12PET tube	1.6X7.6	11.4	---	---	S407404A	C4-AL cap assy	40,000	140,000
	326010A	12SSチューブ 12SS tube	1.6X7.6	10.5	---	---	441399A	C-AL cap assy	34,000	101,000
				10.5	---	---	413312A	C-SS cap assy	30,000	78,800
				8.5	---	---	---	---	40,000	140,000
(3400-1610)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.6X7.6	10.1	---	---	(S304734)	(Spacer)	65,000	370,000	
10	S303922A	10PCボトル(B)クミ 10PC bottle(B)	1.6X8.2	8.4	---	---	---	---	65,000	370,000
	338455A	10PCアツチューブ 10PC thick-walled tube	1.6X7.7	6.5	---	---	---	---	50,000	219,000
	325952A	10PCボトルクミ 10PC bottle	1.6X8.2	8.0	---	---	---	---	40,000	140,000
	334105A	10PAボトルクミ 10PA bottle	1.6X8.2	8.0	---	---	---	---	35,000	107,000
	338456A	10PAアツチューブ 10PA thick-walled tube	1.6X7.6	6.7	---	---	---	---	30,000	78,800
6.5	329445A	6.5PAチューブ 6.5PA tube	1.3X6.4	5.8	336687A	6.5A12 adapter	414429A	B-AL cap assy	40,000	128,000
	326415A	6.5PCチューブ 6.5PC tube	1.3X6.4	5.8	336687A	6.5A12 adapter	414429A	B-AL cap assy	40,000	128,000
5	332245A	5PAチューブ 5PA tube	1.3X5.2	5.0	336686A	5A12 adapter	414429A	B-AL cap assy	40,000	119,000
4.7	S303141A	4.7PCアツチューブ 4.7PC thick-walled tube	1.3X6.4	3.4	336687A	6.5A12 adapter	---	---	40,000	128,000
4	329561A	4PAチューブ 4PA tube	1.1X6.0	4.0	336685A	4A12 adapter	336711A	A3-AL cap assy	40,000	132,000
3	336708A	3PAチューブ 3PA tube	1.1X4.7	3.0	336684A	3A12 adapter	336711A	A3-AL cap assy	40,000	122,000
	(S303271A)	(3PETチューブ) (3PET tube)	1.1X4.7	3.0	336684A	3A12 adapter	336711A	A3-AL cap assy	40,000	122,000
	S301599A	3PCチューブ 3PC tube	1.3X5.1	2.6	336686A	5A12 adapter	---	---	40,000	119,000
1.5	---	1.5ml マイクロチューブ 1.5ml micro tube	1.1X3.9	1.0	336682A	1.5A12 adapter	---	---	20,000	25,300
0.9	S304296A	0.9PCアツチューブ 0.9PC thick-walled tube	0.8X5.0	0.9	336683A	2A12 adapter	---	---	50,000	192,000

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

アングルロータ Angle Rotor P65A(RP65)

標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
433311	ロータパッキン	Rotor Packing 2
433310	ハンドルパッキン	Handle Packing 2
216715	ロータスタンド	Rotor Stand 1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤)	Lubricant for Screw 1
483719	シリコングリス (バキュームグリス)	Silicone Grease (Vacuum Grease) 1
S205074	コウバコ(C)	Tool Box (C) 1
999494	ロータ運転日誌	Logbook of Rotor 1
* 3464443	-	Over-speed Disk 2

ロータにはチューブが
付属しませんので、別途
お買い求めのうえ、ご使
用ください。
Because tubes are not
attached to the rotor,
please purchase the
tubes separately.

- ・*のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

別売品

Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]” をご覧ください。

We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See “Tubes and Bottles[Tube kits]” about the composition parts of tube kits.

品番 Part No.	品名 Name
S304986B	12 PA チューブキット(A) 12 PA Tube kit (A)
S304991B	12 PA シールチューブキット(B) 12 PA Seal tube kit (A)