


# バーティカルロータ Vertical Rotor P65VT2(RP65VT2)



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max. R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ* Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
65,000	416,000	10	5mL × 16 =80mL	1.3 × 5.3	9.3

販売中止品には ( ) が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

\*1 Nominal Vol. \*2 Net Vol.

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
5	345319A	5PAシールチューブ 5PA Seal tube	1.3 X 5.3	5.1	---	488101 B2 Space cap	65,000	416,000
	(S302893A)	(5PA Re-seal tube)	1.3 X 5.3	5.1	---	(S405435A) (Crown B assy)	65,000	416,000
	(3400-1351)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.3 X 5.1	3.8	---	(S304732) (Spacer)	65,000	416,000

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

## 標準付属品

### Standard Accessories Attached to Rotor

ロータにはチューブが  
付属しませんので、別途  
お買い求めのうえ、ご使  
用ください。  
Because tubes are not  
attached to the rotor,  
please purchase the  
tubes separately.

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
488102	ヘキサゴンソケット Hexagon Socket	1
477705	トルクレンチ Torque Wrench	1
477706	ソケットアダプタ Socket Adapter	1
343920B	ホルダーベース Holder Base	1
488100	キャップパッキン Cap Packing	32
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリス Silicone Grease	1
	(バキュームグリース) (Vacuum Grease)	
S205074	コウグバコ(C) Tool Box(C)	1
999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
* 3464443	- Over-speed Disk	2

- ・ \*のついた部品は日本国内では付属しません。  
Components marked \* are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。  
The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

## 別売品

### Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]” をご覧ください。  
We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See “Tubes and Bottles [Tube kits]” about the composition parts of tube kits.

品番 Part No.	品名 Name
S304989B	5 PA シールチューブキット(B) 5 PA Seal tube kit (B)