


# アングルロータ Angle Rotor P80AT



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max. R.C.F (× g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
80,000	615,000	27	12mL × 8 =96mL	1.6 × 7.8	6.0

販売中止品には ( ) が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

\*1 Nominal Vol. \*2 Net Vol.

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
12	345320A	12PA シールチューブ 12PA seal tube	1.6X7.8	13.5	---	486582 C2 space cap	80,000	615,000
	(S302894A)	(12PA re-seal tube)	1.6X7.8	13.5	---	(S405437A) (Crown C2 assy)	80,000	615,000
	(3400-1610)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.6X7.6	10.1	---	(S304733) (spacer)	80,000	615,000
	329606A	12PA チューブ 12PA tube	1.6X7.6	10.5	---	463577A C-TI cap assy	80,000	615,000
				10.2	---	S410542A S-12AL cap assy	80,000	615,000
	325470A	12PE チューブ 12PE tube	1.6X7.5	10.5	---	463577A C-TI cap assy	60,000	346,000
				10.0	---	S410542A S-12AL cap assy	60,000	346,000
325751A	12PC チューブ 12PC tube	1.6X7.6	10.5	---	463577A C-TI cap assy	60,000	346,000	
326010A	12SS チューブ 12SS tube	1.6X7.6	10.5	---	463577A C-TI cap assy	32,000	98,500	
			8.5	---	---	38,000	139,000	
10	S303922A	10PC ボトル(B)クミ 10PC bottle(B) ass'y	1.6X8.2	8.4	---	---	62,000	370,000
	338455A	10PC アツチューブ 10PC thick-walled tube	1.6X7.7	6.5	---	---	47,000	212,000
	325952A	10PC ボトルクミ 10PC bottle ass'y	1.6X8.2	8.0	---	---	38,000	139,000
	334105A	10PA ボトルクミ 10PA bottle ass'y	1.6X8.2	8.0	---	---	33,000	105,000
	338456A	10PA アツチューブ 10PA thick-walled tube	1.6X7.6	6.7	---	---	28,000	75,400
6.5	329445A	6.5PA チューブ 6.5PA tube	1.3X6.4	5.8	336687A 6.5A12 adapter	414429A B-AL cap assy	38,000	124,000
	326415A	6.5PC チューブ 6.5PC tube	1.3X6.4	5.8	336687A 6.5A12 adapter	414429A B-AL cap assy	38,000	124,000
5	332245A	5PA チューブ 5PA tube	1.3X5.2	5.0	336686A 5A12 adapter	414429A B-AL cap assy	38,000	115,000
4.7	S303141A	4.7PC アツチューブ 4.7PC thick-walled tube	1.3X6.4	3.4	336687A 6.5A12 adapter	---	38,000	124,000
4	329561A	4PA チューブ 4PA tube	1.1X6.0	4.0	336685A 4A12 adapter	336711A A3-AL cap assy	38,000	132,000
3	336708A	3PA チューブ 3PA tube	1.1X4.7	3.0	336684A 3A12 adapter	336711A A3-AL cap assy	38,000	123,000
	(S303271A)	(3PET チューブ) (3PET tube)	1.1X4.7	3.0	336684A 3A12 adapter	336711A A3-AL cap assy	38,000	123,000
	S301599A	3PC チューブ 3PC tube	1.3X5.1	2.6	336686A 5A12 adapter	---	38,000	115,000
0.9	S304296A	0.9PC チューブ 0.9PC tube	0.8X5.0	0.9	336683A 2A12 adapter	---	42,000	151,000

・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。

Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

# アングルロータ Angle Rotor P80AT

## 標準付属品

### Standard Accessories Attached to Rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
S4017039	ロータパッキン	Rotor Packing 2
8062026	ハンドルパッキン	Handle Packing 2
468395	ハンドルバー	Handle Bar 1
216715	ロータスタンド	Rotor Stand 1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤)	Lubricant for Screw 1
483719	シリコングリス (バキュームグリス)	Silicone Grease (Vacuum Grease) 1
S205074	コウバコ(C)	Tool Box (C) 1
999494	ロータ運転日誌	Logbook of Rotor 1
* 346444	-	Over-speed Disk 2

ロータにはチューブが  
付属しませんので、別途  
お買い求めのうえ、ご使  
用ください。  
Because tubes are not  
attached to the rotor,  
please purchase the  
tubes separately.

- ・\*のついた部品は日本国内では付属しません。  
Components marked \* are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。  
The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

## 別売品

### Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]”をご覧ください。

We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See “Tubes and Bottles[Tube kits]” about the composition parts of tube kits.

品番 Part No.	品名 Name
S304986A	12 PA チューブキット(A) 12 PA Tube kit (A)
S304991A	12 PA シールチューブキット(A) 12 PA Seal tube kit (A)