


アングルロータ Angle Rotor R10A3

最高回転速度: 10,000rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: 18,800 × g
Max. R.C.F.

全容量: 3,000ml = 500ml × 6
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F. (× g)
—	—	500PA ボトルクミ 500PA Bottle Ass'y 330437A	φ 7.3 × 16.3	410ml	10,000	18,800
	—	500PA シールボトルクミ 500PA Sealed Bottle Ass'y S305830A	φ 7.3 × 16.3	500ml	8,000	12,000
	キャップレス Capless	500SS チューブ 500SS Tube 328510A	φ 7.3 × 15.0	290ml	8,000	12,000
	キャップレス Capless	500SS ボトル 500SS Bottle 328344A	φ 7.3 × 16.5	400ml	10,000	18,800
3G18A500 アダプタ 3G18A500 Adaptor 336724A φ 7.3 × 12.7 PP	キャップレス Capless	3ml PYREX チューブ 3ml PYREX® Tube (市販品)(Marketed)	φ 1.0 × 7.5	3ml	7,000	8,900
10G19A500 アダプタ 10G19A500 Adaptor 336725A φ 7.3 × 12.5 POM	キャップレス Capless	10 ガラスチューブ 10 Glass Tube 464977A	φ 1.2 × 10.5	7.2ml	4,000	2,700
50GA500 アダプタ 50GA500 Adaptor 336728A φ 7.3 × 12.5 NBR	キャップレス Capless	50 ガラスチューブ 50 Glass Tube 473866A	φ 3.5 × 10.0	35ml	4,000	2,400
50 × 3A500 アダプタ(B) 50 × 3A500 Adaptor (B) S407824A φ 7.3 × 12.5 PP	M-PP フタ M-PP Lid 328479A	50PA チューブ 50PA Tube 328353A	φ 2.9 × 10.4	34ml	8,000	10,700
	—	50PC チューブ 50PC Tube 328354A	φ 2.9 × 10.3	33ml	8,000	10,700
	—	50PP ボトルクミ 50PP Bottle Ass'y S306352A	φ 2.9 × 10.3	32ml	8,000	10,700
	—	50PC ボトルクミ 50PC Bottle Ass'y 328352A	φ 2.9 × 10.3	33ml	8,000	10,700
	キャップレス Capless	50SS チューブ 50SS Tube 328342A	φ 2.9 × 10.2	36ml	8,000	10,700
80A500 アダプタ 80A500 Adaptor 336730A φ 7.3 × 12.5 NBR	—	70PC ボトルクミ 70PC Bottle Ass'y S308432A	φ 3.8 × 10.4	55ml	8,000	9,600
	—	80PA ボトルクミ 80PA Bottle Ass'y 332094A	φ 3.8 × 10.6	60ml	8,000	9,600
	—	(80PC ボトルクミ) (80PC Bottle Ass'y)	φ 3.8 × 10.6	60ml	8,000	9,600
	キャップレス Capless	94SS チューブ 94SS Tube 326012A	φ 3.8 × 10.1	58ml	8,000	9,600

記載されている製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。













*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。

・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

アングルロータ Angle Rotor R10A3

適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
 300A500 アダプタ(B) 300A500 Adaptor (B) S409507A φ 7.3×12.5 PP	—		250PP ボトルクミ 250PP Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2×12.4 250mℓ	10,000	17,800
	—		250PC ボトルクミ 250PC Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2×12.4 250mℓ	10,000	17,800
	—		(300PA ボトルクミ) (300PA Bottle Ass'y)	φ 6.2×13.7 210 mℓ	10,000	17,800
	—		(300PC ボトルクミ) (300PC Bottle Ass'y)	φ 6.2×13.7 210 mℓ	10,000	17,800
	キャップレス Capless		300SS チューブ 300SS Tube 328343A	φ 6.2×12.8 160mℓ	10,000	17,800
 (300A500 アダプタ) (300A500 Adaptor) φ 7.3×12.5 NBR	—		250PP ボトルクミ 250PP Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2×12.4 250mℓ	8,000	11,400
	—		250PC ボトルクミ 250PC Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2×12.4 250mℓ	8,000	11,400
	—		(300PA ボトルクミ) (300PA Bottle Ass'y)	φ 6.2×13.7 210 mℓ	8,000	11,400
	—		(300PC ボトルクミ) (300PC Bottle Ass'y)	φ 6.2×13.7 210 mℓ	8,000	11,400
	キャップレス Capless		300SS チューブ 300SS Tube 328343A	φ 6.2×12.8 160mℓ	8,000	11,400

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.