




# アングルロータ Angle Rotor R22A4










最高回転速度: 22,000rpm  
Max. Speed

最高遠心加速度:  $55,200 \times g$   
Max. R.C.F.

全容量:  $60\text{ml} = 2.0\text{ml} \times 30$   
Nominal Rotor Capacity



## 適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	・寸法 ・Tube size	・実容量 ・Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F ( $\times g$ )
—	—		2.0 ml マイクロチューブ Micro Tube (市販品) (Marketed)	$\phi 1.1 \times 4.2$ 1.7ml	※1 22,000	※1 55,200
—	—		1.5 ml マイクロチューブ Micro Tube (市販品) (Marketed)	$\phi 1.1 \times 3.9$ 1.4ml	※1 14,000	※1 23,100
—	—		0.7 ml マイクロチューブ Micro Tube (市販品) (Marketed)	$\phi 1.1 \times 2.6$ —	※1 14,000	※1 20,900
ガラスアダプタ(A) Glass adaptor 489237A $\phi 1.5 \times 3.4$ ABS 	—		1.0 丸底ガラスチューブ Glass Tube 489241A	$\phi 0.9 \times 3.5$ 1.0ml	14,000	22,100
—	—		0.5 ガラスチューブ Glass Tube 489240A	$\phi 0.9 \times 3.5$ 0.5ml	14,000	21,900
0.75 アダプタ Adaptor 487293A $\phi 1.3 \times 3.0$ ABS 	—		0.5 ml マイクロチューブ Micro Tube (市販品) (Marketed)	$\phi 0.8 \times 3.3$ —	※1 14,000	※1 21,100
—	—		0.5 ml フィルタ式チューブ Filter unit Ultrafree-MC (* Supplier)	$\phi 1.06 \times 4.5$ 0.5ml	※1 10,000	※1 12,000

\* Supplier: MILLIPORE

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.